

# Xtend® Connect Prime

## Teknisk spesifikasjon

Xtend Connect Prime er en patentert hurtigkobling. Den hjelper brukeren med å demontere protesekomponentene for å gjøre det lettere å bytte føtter, bytte bukser eller bare for å spare plass, for eksempel på reiser. Xtend Connect Prime fungerer som en hvilken som helst adapter og passer til øvrige komponenter på protesemarkedet.

### Dobbel sikkerhet

Xtend Connect Prime er den eneste hurtigkoblingen med dobbel låsefunksjon (sikkerhetstrykknapp og låsehjul). Dette sikrer trygg bruk.



### Pasientvekt

Maksimal pasientvekt er 150 kg og må ikke overskrides. Kontroller alltid brukerens vekt.



### Materiale

Xtend Connect Prime er laget av syrefast rustfritt stål, titanskruer og låsehjul av polyamid.










### Vannsikker

Alle deler kan brukes i basseng, salt- og ferskvann.



### Hurtigfester og basisdeler













	Artikkelnummer	Beskrivelse
	A100-Q30-150	Hurtigfeste med rørklemme 30 mm, 150 kg.
	A100-Q4-150	Hurtigfeste med 4-hulls adapter, 150 kg
	A100-QF-150	Hurtigfeste med hunnpyramideadapter, 150 kg
	A100-QP-150	Hurtigfeste med gjengeadapter, 150 kg
	A100-BF-150	Basisdel med hunnpyramideadapter, 150 kg
	A100-BM-150	Basisdel med hannpyramideadapter, 150 kg
	A100-B30-150	Basisdel med 30 mm rør, 150 kg

### Xtend Connect Prime konfigurator



Skann QR-koden og bruk vår konfigurator for å se hvilke komponenter du trenger!

# Tekniske fakta – kombinasjoner

	<b>Q30</b> Hurtigfeste med rørklemme 30 mm	<b>Q4</b> Hurtigfeste med 4-hullsadapter	<b>QF</b> Hurtigfeste med hunnpyramideadapter	<b>QP</b> Hurtigfeste med gjengeadapter
<b>BF</b> Basisdel med hunnpyramideadapter	 A:19 D:208 B:36 E:332 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:346 C:39	 A:19 D:222 B:52 E:346 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:309 C:45
<b>BM</b> Basisdel med hunnpyramideadapter	 A:19 D:208 B:24 E:329 C:67	 A:19 D:208 B:27 E:344 C:40	 A:19 D:239 B:40 E:345 C:53	 A:19 D:208 B:25 E:306 C:46
<b>B30</b> Basisdel med 30 mm rør	 A:19 D:208 B:51-151* E:493* C:181	 A:19 D:208 B:54-154* E:507* C:154	 A:19 D:218 B:67-167* E:508* C:167	 A:19 D:208 B:60-160* E:471* C:160

**A** Funksjonell høyde i mm **B** Effektiv høyde i mm **C** Total høyde i mm **D** Effektiv vekt i g **E** Totalvekt i g

\*B30: Tilpasningsmuligheter med effektiv høyde og vekt. Røret kan kappes av med opptil 100 mm

## Slik bestiller du

Xtend Connect Prime leveres med svart låsehjul som standard. For oransje låsehjul, legg til -O som suffiks. Ved sportsutøvelse med høy intensitet er maksimal pasientvekt 100 kg.